

## Настройка аппаратной части

*Программное обеспечение предназначено для формирования, просмотра и редактирования отчетов исследований, выполненных методом масс-спектрометрического определения микробных маркеров.*

**Для выполнения описанных действий требуются базовые навыки настройки сетевого оборудования.**

При подключении аппаратной части (далее АЧ) в первую очередь необходимо выбрать свободный IP адрес в сетевом пространстве, которое используется на рабочей станции с программным обеспечением. Это будет рабочий IP адрес аппаратной части.

После этого необходимо напрямую подключить АЧ к компьютеру сетевым кабелем. Настроить на компьютере IP адрес - 192.168.1.2, маску подсети – 255.255.0.0 и шлюз – 192.168.1.1.

После этого необходимо запустить LanConfig.exe. Нажать на кнопку «Подсоединиться», при этом должны активироваться область «Сетевые настройки» и кнопки «Считать» и «Записать». Если этого не произошло, то необходимо сбросить сетевые настройки АЧ. Для этого необходимо выключить питание, зажать кнопку на задней панели, и не отжимая ее включить устройство. После этого повторить процедуру подключения.

После удачного подсоединения необходимо нажать кнопку «Считать». Будут считаны текущие сетевые настройки устройства. После этого в соответствующих полях изменить необходимые настройки и нажать кнопку «Записать».

После этого нажимаем кнопку «Отсоединиться», перезапускаем АЧ путем выключения питания.

Далее возвращаем сетевые настройки рабочей станции к первоначальным параметрам и проводим повторное подключение к устройству, предварительно изменив IP адрес в программе. При удачном подключении устройство готово к работе. Если подключиться не удалось, возможно либо не правильно введен IP адрес для подключения, либо не правильно сконфигурировано устройство. Необходимо проверить правильность ввода IP адреса и/или заново провести процедуру конфигурирования.