

## Инструкция пользователя

*Программное обеспечение предназначено для формирования, просмотра и редактирования отчетов исследований, выполненных методом масс-спектрометрического определения микробных маркеров.*

Перед началом использования программного обеспечения необходимо настроить аппаратную часть. Для этого необходимо ознакомиться с инструкцией [настройка аппаратной части](#)

После этого рекомендуется ознакомиться с описанием [интерфейса программы](#).

При первом запуске программы появится сообщение, что файл настроек не найден, и все настройки установлены на значения по умолчанию. После этого появится окно выбора оператора. По умолчанию в список добавлена только одна запись "Оператор". Необходимо войти в режим редактирования списка операторов и откорректировать список под собственные нужды.

После этого выбрав необходимого оператора произвести процедуру входа в программу, нажав на соответствующую кнопку.

В основной программе необходимо войти в настройки и изменить:

- IP адрес устройства
- Путь к папке в которой сохраняются данные анализов
- При необходимости настроить уведомления.

После этого должно пройти подключение к аппаратной части. При успешном подключении в область строки состояния будет выведено соответствующее сообщение.

После этого можно приступать к работе с программой.